

## 1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

---

Les lingettes BACTONET sont constituées d'un support cellulosique imprégné d'une solution nettoyante et désinfectante. Elles sont destinées au nettoyage et à la désinfection de toutes les surfaces lisses et non poreuses, de tous les objets exposés aux souillures.

Rapides et efficaces, les lingettes BACTONET éliminent les salissures polaires et organiques : traces de doigts, dépôts gras, nicotine, cire, etc. tout en préservant l'hygiène des matériels en contact avec la peau. Idéales pour l'entretien des accessoires de bureau, les lingettes BACTONET permettent également une nette amélioration dans la lutte contre les maladies nosocomiales.

- Bactéricide selon la norme NF EN 1040
- Virucide selon la norme AFNOR 72180
- Efficace contre le virus H1N1 selon la norme EN 14476:2007-02
- Fongicide selon la norme NF EN 1275

## 2. DOMAINE D'APPLICATION

---

Les lingettes BACTONET maintiennent la propreté et l'hygiène des :

- Écrans, claviers, télécommandes
- Carters des imprimantes, unités centrales,
- Téléphones, hygiaphones
- Accoudoirs de siège, chaises,
- Poignées de portes,
- Boutons, interrupteurs,
- Sanitaires,
- Petites poubelles, etc.

## 3. UTILISATION - MODE D'EMPLOI

---

Retirer le capot noir de la boîte distributrice. Arracher l'opercule de garantie. Tirer la première serviette centrale et l'introduire dans l'orifice du capot. Replacer le couvercle et tirer délicatement la lingette. Pour une efficacité maximale, la lingette doit être le plus longtemps possible en contact avec la surface à désinfecter. Laisser sécher sans rincer. Bien refermer après usage afin d'éviter l'évaporation de la solution.

## 4. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

---

- Composition du non tissé : Cellulose en voie humide
- Grammage : 23g/m<sup>2</sup>
- Imprégnation : 211 ml / boîte
- Aspect produit actif : Liquide limpide incolore
- Odeur : Agréable
- Dimension des lingettes : 130 x 220 mm.

## 5. PRECAUTIONS D'EMPLOI

---

Consulter la fiche de données de sécurité.

Ne pas mettre en contact avec les yeux. Ne pas laisser à la portée des enfants.

## 6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

---

Boîte distributrice de **100 lingettes** (12 boîtes par carton). Référence 103880.

Maintenir la boîte bien fermée dans un endroit frais et sec.

Cette fiche technique a été établie le 30/03/09 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.